

VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR, ORAL E RETAL

MATERIAIS	QUANTIDADE
Algodão	02 bolas
Bandeja	01
Biombo	01
Lubrificante hidrossolúvel	01
Papel higiênico	01 rolo
Papel toalha	02 folhas
Recipiente para descarte	01
Soro Fisiológico 0,9% - 10 mL	01
Termômetro clínico (digital)	01

VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA AXILAR, ORAL E RETAL

EPIs	QUANTIDADE
Luva de Procedimento (PP, P, M, G) se necessário	01 de cada
Máscara Descartável Cirúrgica Simples	01
Óculos de Proteção	01